



Alèse absorbante avec SAP, non stérile

TD-03-I.2.c-1.5

Révision 1

date : 08/07/2024

modification de : N/A

FABRICANT : ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.**ADRESSE :** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Pologne ; T : +48 32 376 07 00-02,06 F : +48 32 370 38 08 ; www.zarys.com**CLASSIFICATION**

Dispositif médical de classe I conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)

OBJET PRÉVU

- Ce dispositif jetable est utilisé pour absorber les fluides corporels contenant des agents pathogènes potentiels qui présentent un risque d'infection pour le patient. Une stérilisation à l'oxyde d'éthylène est nécessaire pour une utilisation stérile.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert absorbant matelassé
- composé de couches : polypropylène non tissé, ouate de cellulose, pâte de cellulose avec superabsorbant, ouate de cellulose, film PE
- insert absorbant blanc
- couche de film bleu
- à usage unique
- non stérile
- durée de conservation : 5 ans
- emballage - sachet plastique scellé



REFERENCES	DIMENSIONS	COULEUR	TYPE D'EMBALLAGE	EMBALLAGE DE VENTE	TRANSPORT EMBALLAGE
BT-PCS4060	40 x 60 cm	blanc/bleu	film	25 pièces	4 x 25 pièces
BT-PCS6060	60 x 60 cm	blanc/bleu	feuille	25 pièces	4 x 25 pièces
BT-PCS6090	60 x 90 cm	blanc/bleu	feuille	25 pièces	4 x 25 pièces