



## Seringue usage unique duoNEX, Luer 2 pièces, stérile

TD-41

att.no.3 pt.2 subpt.2.3

révision 1

date : 28/11/2024

modification de : N/A

FABRICANT : ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ADRESSE : ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Pologne, téléphone +48 32 376 07 00-02, fax. +48 32 370 38 08

### INDICATION :

- Seringue en deux parties pour perfusions sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses
- Destinée à l'aspiration et à l'administration de médicaments / liquides au patient et pour prélever des échantillons de liquides corporels sur le patient

### CARACTÉRISTIQUES :

- cylindre transparent permet un contrôle visuel complet du contenu
- piston vert contrasté
- embout Luer située au centre dans les seringues de 2 ml, excentrée dans les seringues de 5, 10 et 20 ml
- double anneau de restriction pour empêcher le piston de sortir accidentellement
- Graduation noire claire, lisible et permanente facilitant le dosage, de manière adéquate :
  - tous les 0,1 ml pour une capacité de 2 ml
  - tous les 0,2 ml pour une capacité de 5 ml
  - tous les 0,5 ml pour une capacité de 10 ml
  - tous les 1 ml pour une capacité de 20 ml
- échelle étendue tenant compte de l'extension de la capacité nominale :
  - pour une capacité nominale de 2 ml – 3 ml
  - pour une capacité nominale de 5 ml – 6 ml
  - pour une capacité nominale de 10 ml – 12 ml
  - pour une capacité nominale de 20 ml – 24 ml
- nom de la seringue et logo du fabricant apposés sur le corps
- emballage avec code couleur selon la taille
- à usage unique
- non pyrogène, non toxique
- Sans phtalates
- sans latex
- stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation : 5 ans
- emballage : 1 pièce/papier-film



### TAILLE ET RÉFÉRENCE

NUMÉRO DE CATALOGUE	CAPACITÉ	EMBALLAGE INDIVIDUEL	EMBALLAGE INTERMÉDIAIRE	EMBALLAGE CARTON
002ML-2CZ-G	2 ml	papier-film	100 pièces	25 x 100 pièces
005ML-2CZ-G	5 ml	papier- film	100 pièces	15 x 100 pièces
010ML-2CZ-G	10 ml	papier- film	100 pièces	12 x 100 pièces
020ML-2CZ-G	20 ml	papier- film	100 pièces	8 x 100 pièces