



Seringue à usage unique dicoNEX 3 parties luer-lock, stérile

TD-41

att.no.3 pt.2 subpt.2.3

révision 6

date : 2018-12-31

modification : 2025-01-15

FABRICANT : ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ADRESSE : ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Pologne, téléphone +48 32 376 07 00-02, fax. +48 32 370 38 08

INDICATION :

- Seringue en 3 parties pour injections intraveineuses, intramusculaires et hypodermiques
- Indiqué pour le sevrage/application de drogues et le corps. prélèvement d'échantillons de fluides

CARACTÉRISTIQUES :

- baril transparent polypropylène permettant une visualisation parfaite du contenu
- piston vert contrasté
- buse luer-lock
- étanchéité sous forme d'une double bague sur un bouchon de piston situé sur la partie supérieure du piston
- glissement du piston en douceur grâce à l'utilisation d'un joint en caoutchouc et d'huile de silicone sur la surface intérieure du baril
- bride de limitation empêchant le retrait accidentel du plongeur
- le nom de la seringue et le logo du fabricant placés sur la seringue. tonneau
- une graduation noire claire, lisible et permanente facilitant le dosage, de manière adéquate: :
 - tous les 0,1 ml pour un volume de 3 ml
 - tous les 0,2 ml pour les volumes de 5 ml et 10 ml tous les 0,5 ml pour les volumes de 20 ml et 30 ml tous les 1 ml pour les volumes de 50/60 ml
- à usage unique
- non pyrogène, non toxique
- sans latex
- Sans DEHP
- OE stérilisé
- Durée de conservation : 5 ans
- conditionnement : 1 pièce/emballage sous blister ; 25/50/100 pièces/boîte



TAILLE ET RÉFÉRENCE

NUMÉRO DE CATALOGUE	TAILLE	EMBALLAGE INDIVIDUEL	EMBALLAGE INTERMÉDIAIRE	EMBALLAGE EN VRAC
003ML-3CZ-LL-BL	3 ml	blister	100 pièces	30 x 100 pièces
005ML-3CZ-LL-BL	5 ml	blister	100 pièces	24 x 100 pièces
010ML-3CZ-LL-BL	10 ml	blister	100 pièces	16 x 100 pièces
020ML-3CZ-LL-BL	20 ml	blister	50 pièces	16 x 50 pièces
030ML-3CZ-LL-BL	30 ml	blister	50 pièces	16 x 50 pièces
050ML-3CZ-LL-BL	50/60 ml	blister	25 pièces	16 x 25 pièces

